



Zakroczym, dnia 09.05.2025 r.
miejsce i data

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU

I. Cel formularza:

W związku z realizacją projektu pt. „„*Opracowanie nowego produktu leczniczego złożonego do stosowania w terapii cukrzycy typu 2*”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach konkursu realizowanego przez Agencję Badań Medycznych, **zwracamy się z prośbą o podanie wartości planowanego zamówienia opisanego szczegółowo poniżej, w punkcie II oraz udzielenie informacji wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszego formularza, w tym ceny.**

Niniejszy Formularz rozeznania rynku prosimy opatrzyć podpisem oraz przesłać jego skan (w formacie pdf) w drodze wiadomości elektronicznej email na adres: zapytaniaofertowe@lekam.pl do dnia: ~~19.05.2025 r.~~ **27.05.2025 r.**

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail: zapytaniaofertowe@lekam.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

- Planowane zamówienie częściowe dotyczy *szkła laboratoryjnego miarowego klasy A, szczegółowo opisanego poniżej w pkt II.5.*
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną część przedmiotu zamówienia (w ilościach i o parametrach/wymaganiach jakościowych opisanych przez Zamawiającego w części II.5).
- KOD CPV: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **wszystkie wskazane w pkt II. 5 pozycje powinny zostać dostarczone do zamawiającego w terminie maksymalnie do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia** (dostawa będzie jednorazowa lub sukcesywna – według bieżących potrzeb zgłaszanych przez zamawiającego. Wskazany termin dotyczy każdego zamówienia / dostawy każdej z partii zamówionych pozycji).
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wymagania	
Część zamówienia nr	Specyfikacja
1	nazwa: Kolby miarowe o poj. 20 ml ilość: 25 sztuk wymagania jakościowe: • Ze szkła białego (i/lub transparentnego) - szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne • Klasa A 0020 ml • Kalibracja na wlew (In), tolerancja dla objętości nie większa niż $\pm 0,040$ ml • Szlif 10/19, korek PE lub PP • Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście

	• Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury wynikające z chłodzenia 2-8 i suszenia szkła w suszarce laboratoryjnej) • Wykonane wg standardu DIN/ISO 1042
2	nazwa: Kolby miarowe o poj. 25 ml ilość: 25 sztuk wymagania jakościowe: • Ze szkła białego (i/lub transparentnego) - szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne • Klasa A 0025 ml • Kalibracja na wlew (In), tolerancja dla objętości nie większa niż $\pm 0,040$ ml • Szlif 10/19, korek PE lub PP • Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście • Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury wynikające z chłodzenia 2-8 i suszenia szkła w suszarce laboratoryjnej) • Wykonane wg standardu DIN/ISO 1042
3	nazwa: Kolby miarowe o poj. 50 ml ilość: 25 sztuk wymagania jakościowe: • Ze szkła białego (i/lub transparentnego) - szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne • Klasa A 0050 ml • Kalibracja na wlew (In), tolerancja dla objętości nie większa niż $\pm 0,040$ ml • Szlif 10/19 12/21, korek PE lub PP • Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście • Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury) • Wykonane wg standardu DIN/ISO 1042
4	nazwa: Kolby miarowe o poj. 100 ml ilość: 25 sztuk wymagania jakościowe: • Ze szkła białego (i/lub transparentnego) - szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne • Klasa A 0100 ml • Kalibracja na wlew (In), tolerancja dla objętości nie większa niż $\pm 0,060$ ml • Szlif 12/21, korek PE lub PP • Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście • Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury wynikające z chłodzenia 2-8 i suszenia szkła w suszarce laboratoryjnej) • Wykonana wg standardu DIN/ISO 1042



Dokumentacja/Wymagania dodatkowe	
Części zamówienia nr 1 - 4	Do każdej z dostaw (lub partii dostawy – w przypadku dostaw sukcesywnych) wykonawca zamówienia musi dostarczyć certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych postawionych w opisie przedmiotu zamówienia dla zamawianych pozycji (zgodnie z pkt. II.5 niniejszego formularza). Certyfikat powinien zostać dostarczony w formie papierowej lub elektronicznej razem z dostawą lub na dokumencie dołączonym do dostawy powinien znaleźć się adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł pobrać taki certyfikat.

6. Ocena

- ⇒ Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o oferowaną cenę.
- ⇒ Ocena przeprowadzona będzie indywidualnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, bez względu na fakt czy oferta będzie obejmować cały przedmiot zamówienia czy będzie to oferta częściowa.

Wzór informacji do uzupełnienia przez oferenta:

Pełna nazwa Wykonawcy:

Dane do kontaktu:

Adres Wykonawcy:

Warunki płatności:

NIP:

Data sporządzenia oferty:

Osoba do kontaktu:

Nr części	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy producenta/dostawcy	Wielkość opak. jednostkowego [sztuki]	Wycena					Specyfikacja	Spełnienie wymagań specyfikacji TAK/ NIE**
				Cena netto za 1 kolbę [PLN]	Cena całkowita netto za całość (dla każdej części) [PLN]	Cena całkowita brutto za całość (dla każdej części) [PLN]	Koszty dostawy [PLN]	Inne koszty* [PLN]		
1.	nazwa: Kolby miarowe o poj. 20 ml ilość: 25 sztuk								Ze szkła białego (i/lub transparentnego) - szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne	
									Klasa A 0010 ml 0020 ml	
									Kalibracja na wlew (In), tolerancja nie większa niż $\pm 0,040$ ml	
									Szlif 10/19, korek PE lub PP	
									Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście	
									Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury wynikające z chłodzenia 2-8 i suszenia szkła w suszarce laboratoryjnej)	
									Wykonana wg standardu DIN/ISO 1042	
2.	nazwa: Kolby miarowe o poj. 25 ml ilość: 25 sztuk								Ze szkła białego (i/lub transparentnego) - szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne	
									Klasa A 0020 ml 0025 ml	



									Kalibracja na wlew (In), tolerancja nie większa niż $\pm 0,040$ ml Szlif 10/19, korek PE lub PP Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury wynikające z chłodzenia 2-8 i suszenia szkła w suszarce laboratoryjnej) Wykonana wg standardu DIN/ISO 1042	
3.	nazwa: Kolby miarowe o poj. 50 ml ilość: 25 sztuk								Ze szkła białego (i/lub transparentnego) - szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne Klasa A 0025 ml 0050 ml Kalibracja na wlew (In), tolerancja nie większa niż $\pm 0,040$ ml Szlif 10/19 12/21, korek PE lub PP Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury wynikające z chłodzenia 2-8 i suszenia szkła w suszarce laboratoryjnej) Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury) Wykonana wg standardu DIN/ISO 1042	
4.	nazwa: Kolby miarowe o poj. 100 ml ilość: 25 sztuk								Ze szkła białego (i/lub transparentne) (szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne) Klasa A 0050 ml 0100 ml Kalibracja na wlew (In), tolerancja nie większa niż $\pm 0,060$ ml Szlif 12/21, korek PE lub PP	



									Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście	
									Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury wynikające z chłodzenia 2-8 i suszenia szkła w suszarce laboratoryjnej)	
									Wykonana wg standardu DIN/ISO 1042	

* podać rodzaj kosztu i cenę

** prosimy o wpisanie TAK lub NIE dla każdej pozycji specyfikacji.

Oświadczamy, że:

1. W przypadku wyboru naszej oferty, do każdej dostawy (lub partii dostawy – w przypadku dostaw sukcesywnych) dołączymy certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych postawionych w opisie przedmiotu zamówienia (zgodnie z pkt. II.5 formularza rozeznania rynku).
Certyfikat zostanie dostarczony w formie papierowej lub elektronicznej razem z dostawą lub na dokumencie dołączonym do dostawy wskazany zostanie adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł pobrać taki certyfikat.

.....
Data i miejsce

.....
Podpis