



Zakroczym, dnia 08.09.2025 r.
miejsce i data

Uczestnicy rozeznania rynku

1. **Dotyczy:** rozeznania rynku na planowane zamówienie dotyczące 1 sztuki filtra workowego kompatybilnego z będącą w posiadaniu Zamawiającego suszarnią fluidalną GFS600 firmy ZMR z dnia 03.09.2025 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ZADANE DO ROZEZNANIA RYNKU

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 03.09.2025 r. wraz z odpowiedzią

Pytanie:

„Do wyceny niezbędnym jest przesłanie rysunku technicznego wkładu lub podanie niezbędnych wymiarów, takich jak ilość rękawów, średnica spódnicy, wykończenie, długość rękawów itd. Również możemy zrobić wycenę na podstawie wzorca jeśli jesteście w stanie Państwo udostępnić.”

Odpowiedź na pytanie:

- Zamawiający nie jest w posiadaniu rysunku technicznego filtra workowego będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający podaje poniżej zmierzone we własnym zakresie wymiary oraz ilości:
 - obwód całkowity filtra, około 280 cm,
 - wysokość kołnierza, 14 cm,
 - ilość rękawów: 14 szt
 - średnica rękawa: 15 cm
 - długość rękawa: 77 cm.
- Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia wzorca filtra workowego z powodu ciągłego użytkowania urządzenia – suszarni model GFS 600. Wyłącznie w celu ułatwienia przygotowania oferty, Zamawiający informuje, że w posiadanym urządzeniu obecnie stosuje filtr workowy o oznaczeniu 161087. Informacja ta ma charakter pomocniczy i nie stanowi wymagania — oferowany filtr musi być kompatybilny z suszarnią GFS600 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

W związku z pytaniami Oferenta, Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin naboru ofert do 15.09.2025 r.